

Zakład Biochemii Klinicznej

Lista badań laboratoryjnych, warunki pobierania i transportu próbek, metodyka oraz czas oczekiwania na wyniki

Wymagana objętość krwi: od min 0.4 ml do 5 ml, w zależności od liczby zleconych badań

PRACOWNIA CHEMII KLINICZNEJ, HEMATOLOGII I ANALITYKI, tel.12 3339558 Kontakt: mgr Małgorzata Goch – Jarząbek, mgr Barbara Klich, mgr Małgorzata Adamiec,									
Kod	Nazwa badania	Pobranie próbki	Oznaczenie w materiale	Czas/temp dostarczenia próbki do laboratorium		Specjalne wymagania	Warunki przechowywania materiału gdy brak możliwości dostarczenia w wymaganym czasie	Metodyka	Czas oczekiwania na wynik
1101	Albumina	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		7 dni w temp. pok. 1 miesiąc w 2-8°C	Kolorymetryczna z zielenią bromokrezolową	1 dzień
1604	Albumina w moczu	Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Mocz	Do godz.	Temp. pok.		1 dzień w 2-8°C	Immunoturbidymetryczna	1 dzień
1108	Alkohol etylowy	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		2 dni w temp. pok. 2 tygodnie w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1104	Aminotransferaza alaninowa (ALT)	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		18 godz. w temp. pok. 1 tydzień w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1105	Aminotransferaza asparaginianowa (AST)	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		3 dni w temp. pok. 7 dni w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1106	Amoniak	Krew na heparynę litową	Osocze	Dostarczyć natychmiast do lab.	Probówka w wodzie z lodem (temp. ok 4°C)	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce (aby zapewnić właściwy stosunek	3 godz. w 2-8°C, 24 godz. w -20°C	Kolorymetryczna z błękitem bromofenolowym	Do 2 godzin

						antykoagulantu do ilości krwi			
1107	Amylaza	Krew na skrzep Jednorazowa próbka moczu	Surowica Mocz	Do godz.	Temp. pok.		7 dni w temp. pok. 1 miesiąc w 2-8°C	Kolorymetryczna	1 dzień
1109	Białko całkowite	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		4 godz. w temp. pok. 3 dni w 2-8°C	Metoda biuretowa	1 dzień
1186	Białko C-reaktywne (CRP)	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		4 godz. w temp. pok. 3 dni w 2-8°C	Immunochemiczna	1 dzień
1110	Białko płynu mózgowo-rdzeniowego	PMR	PMR	Do 30 min.	Temp. pok.		4 godz. w temp. pok. 3 dni w 2-8°C	Zmodyfikowana metoda biuretowa	1 dzień
1111	Bilirubina całkowita	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.	Chronić przed światłem	4 godz. w temp. pok. 7 dni w 2-8°C	Kolorymetryczna z odczynnikami Diazo	1 dzień
1112	Bilirubina niesprężona i sprężona	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.	Chronić przed światłem	4 godz. w temp. pok. 3 dni w 2-8°C	Kolorymetryczna z odczynnikami Diazo	1 dzień
1114	Chlorki	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godz.	Temp. pok.		7 dni. w temp. pok. 4 tyg. w 2-8°C	ISE	1 dzień
1115	Chlorki w pocie	Pot pobierany w poradni	Pot	Do godz.	Temp. pok.		4 dni w 2-8°C	Miareczkowania konduktometrycznego	Do 3 dni
1182	Cholesterol całkowity	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		3 dni w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1183	Cholesterol -HDL	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		3 dni w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1184	Cholesterol -LDL	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		1 dzień w temp. pok. 3 dni w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1120	Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)	Krew na skrzep	Surowica	Do godz.	Temp. pok.		1 dzień w temp. pok.	Kinetyczna z pirogronianem	1 dzień
1621	Enolaza neuroswoista (NSE)	Krew na skrzep	Surowica	Do 10 min.	Temp. pok.	Krew dostarczyć natychmiast. Krew musi być zwirowana do godziny	6 godz. w 2-8°C	Immunochemiczna	1 dzień

1121	Esteraza cholinowa	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		6 godz. w temp. pok. 7 dni w 2-8°C	Kinetyczna z tiocholiną	1 dzień
1689	Elastaza trzustkowa	Pojedyncza próbka stolca		Do godziny	Temp. pok.	Potrzeba min 1 g próbki. Stolec NIE może być płynny	2 dni temp. pok. 10 dni w 2-8°C	Immunochemiczna	Do 3 dni
1122	Fosfataza alkaliczna	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		4 dni w 2-8°C	Kinetyczna z fosforanem p-nitrofenolu	1 dzień
1123	Fosfor nieorganiczny	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godziny	Temp. pok.		Surowica: 2 dni temp. pok. 7 dni w 2-8°C Mocz: 6 godz. w temp. pok. 2 dni w 2-8°C	Kolorymetryczna z molibdenianem amonu	1 dzień
1118	Gamma – glutamylotransferaza (GGT)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		7 dni w 2-8°C	Kinetyczna z L-glutamyllo-p-nitroanilidem	1 dzień
1126	Glukoza	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		4 godz. w temp. pok. 3 dni w 2-8°C	Enzymatyczna z oksydazą glukozową i peroksydazą	1 dzień
		Krew na ETDA i NaF	Osocze	Do godziny			4 godz. w temp. pok. 3 dni w 2-8°C		1 dzień
		PMR	PMR	Do 30 min			4 godz. w 2-8°C		1 dzień
1127	Hemoglobina glikowana	Krew żylna na EDTA	Krew pełna	Do godziny	Temp. pok.	Krew włóściwkowa nie nadaje się do oznaczenia.	3 dni w 2-8°C	immunochemiczna	1 dzień
1178	Jony w kapilarze (Na, K, Cl, Ca ²⁺)	Krew kapilarna, krew tętnicza na heparynę litową	Krew pełna	Do godziny	Temp. pok.	Krew na heparynę litową pobrać do kapilary lub strzykawki. Całą kapilarę wypełnić krwią, bez pęcherzyków powietrza, dobrze wymieszać przy użyciu magnesu i sztyftu, zamknąć z obu stron	-----	ISE	Do 30 minut

1168 1165 1114	Jony w stolcu: Na w stolcu K w stolcu Cl w stolcu	Pojedyncza próbka	Stolec	Do godziny	Temp. pok.	Luźny stolec	-----	ISE	Do 3 dni
1684	Interleukina-6	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		Do 6 godz. w 2-8°C	Immunochemiczna	1 dzień
1188	Kalprotektyna	Pojedyncza próbka	Stolec	Do godziny	Temp. pok.	Minimum 1 g luźnego stolca	Do 3 dni w 2-8°C	Immunoturbidymetryczna	Do 3 dni
1119	Kinaza kreatyny (CK)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		4 godz. w temp. pok. 5 godz. w 2-8°C	Kinetyczna	1 dzień
1151	Kreatynina	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godziny	Temp. pok.		Surowica: 5 dni w temp. pok. 30 dni w 2-8°C Mocz: 3 dni w temp. pok. 5 dni w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1635	Kwas foliowy	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		2 godz. w temp. pok. 2 dni. w 2-8°C 1 mies. w temp. ≤ -20°C	Immunochemiczna	Do 3 dni
1153	Kwas mlekowy	Krew na heparynę litową PMR	Osocze PMR	Dostarczyć natychmiast do laboratoriu m	Probówka w wodzie z lodem (temp. ok 4°C)	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do ilości krwi	8 godz. w 2-8°C	Enzymatyczna	Do 2 godzin
1154	Kwas moczowy	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godziny	Temp. pok.		3 dni w temp. pok.	Enzymatyczna	1 dzień
1632	Kwasy żółciowe	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		3 dni w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1173	Lipaza	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		7 dni w temp. pok.	Enzymatyczna	1 dzień

							30 dni w 2-8°C		
1156	Magnez	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godziny	Temp. pok.		7 dni w 2-8°C	Kolorymetryczna	1 dzień
1161	Mocznik	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godziny	Temp. pok.		1 dzień w temp. pok. 5 dni w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1628	NT-pro BNP	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		3 dni w 2-8°C	Immunochemiczna	1 dzień
1190	OB (Opadanie krwinek)	Krew na EDTA	Krew pełna	Do godziny	Temp. pok.		3 godz. w temp. pok.	Metoda Westergrena	3 godziny
1164	Osmolalność surowicy	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		7 dni w temp. ≤ -20°C	Metoda pomiaru obniżenia temperatury krzepnięcia	1 dzień
1164	Osmolalność moczu	Pojedyncza próbka	Mocz	Do godziny	Temp. pok.		7 dni, w temp. ≤ -20°C	Metoda pomiaru obniżenia temperatury krzepnięcia	1 dzień
1116	Oksymetria - pO ₂ - SO ₂ - FCOHb - FMetHb - THb - FO ₂ Hb	Krew kapilarna, krew tętnicza na heparynę litową	Krew pełna	Do 10 min	Temp. pok.	Krew na heparynę litową pobrać do kapilary lub strzykawki. Całą kapilarę wypełnić krwią, bez pęcherzyków powietrza, dobrze wymieszać przy użyciu magnesu i sztyftu, zamknąć z obu stron	-----	Spektrofotometria	Do 30 minut
1165	Potas	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godziny	Temp. pok.		Surowica: 24 godz. w temp. pok. Mocz: 4 dni w temp. pok. 7 dni w 2-8°C	ISE	1 dzień
1103	Prokalcytonina	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		24 godz. w 2-8°C 3 mies. w temp. ≤ -20°C	Immunochemiczna	1 dzień

1167	Równowaga kwasowo-zasadowa - pH - pCO ₂ - pO ₂	Krew kapilarna, krew tętnicza na heparynę litową	Krew pełna	Do 10 minut	Temp. pok.	Krew na heparynę litową pobrać do kapilary lub strzykawki. Całą kapilarę wypełnić krwią, bez pęcherzyków powietrza, dobrze wymieszać przy użyciu magnesu i sztyftu, zamknąć z obu stron	-----	pH – potencjometria bezpośrednia PCO ₂ – potencjometria bezpośrednia pO ₂ – amperometria	30 minut
1168	Sód	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godziny	Temp. pok.		Surowica: 4 dni w temp. pok. 5 dni w 2-8°C Mocz: 1 dzień w temp. pok. 7 dni w 2-8°C	ISE	1 dzień
1170	TIBC	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		4 dni w temp. pok. 7 dni w 2-8°C	Kolorymetryczna	1 dzień
1185	Trójglicerydy	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		3 dni w temp. pok. 7 dni w 2-8°C	Enzymatyczna	1 dzień
1191	Troponina T	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		24 godz. w 2-8°C 12 mies. w temp. ≤ -20°C	Immunochemiczna	1 dzień
1172	Wapń całkowity	Krew na skrzep Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	Surowica Mocz	Do godziny	Temp. pok.		Surowica: 4 godz. w temp. pok. 22 dni w 2-8°C Mocz: 5 dni w 2-8°C	Kolorymetryczna	1 dzień
1174	Wapń zjonizowany	Krew kapilarna lub krew tętnicza na heparynę litową	Krew pełna	Do 10 minut	Temp. pok.	Krew na heparynę litową pobrać do kapilary lub strzykawki. Całą kapilarę wypełnić krwią, bez pęcherzyków	-----	ISE	Do 30 minut

						powietrza, dobrze wymieszać przy użyciu magnesu i sztyftu, zamknąć z obu stron			
1175	Żelazo	Krew na skrzep	surowica	Do godziny	Temp. pok.		4 dni w temp. pok. 7 dni w 2-8°C	Kolorymetryczna	1 dzień
1634	Witamina B12	Krew na skrzep	surowica	Do godziny	Temp. pok.		2 dni w 2-8°C 2 mies. w temp. ≤ -20°C	Immunochemiczna	Do 3 dni

**Hematologia, hemostaza i analityka, tel. 123339558, kontakt: mgr Małgorzata Goch – Jarząbek, mgr Małgorzata Adamiec,
mgr Katarzyna Zaborowska**

Kod	Nazwa badania	Pobranie próbki	Oznaczenie w materiale	Czas/temp dostarczenia próbki do laboratorium		Specjalne wymagania	Warunki przechowywania materiału gdy brak możliwości dostarczenia w wymaganym czasie	Metodyka	Czas oczekiwania na wynik
1201	Analiza ogólna moczu	Jednorazowa próbka	mocz	Do godziny	Temp. pok.	Pobranie z pierwszej, z drugiej porannej lub przygodnej próbki moczu. Do laboratorium przekazać próbkę moczu o minimalnej objętości 3 ml	Do 2 godz. od pobrania w temp. pokojowej	Sucha chemia	1 dzień
	Mocz – analiza osadu							Mikroskopowa ocena moczu natywnego	1 dzień
1237	Białko w moczu	Jednorazowa próbka lub zbiórka moczu	mocz	Do godziny	Temp. pok.		4 godz. w temp. pok. 3 dni w 2-8°C	Metoda z czerwienią pirogalową	1 dzień
1223	Morfologia krwi	Krew na EDTA	Krew pełna	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do ilości krwi. Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się skrzepu lub spienienia krwi.	3 godz. w temp. pokojowej	Aparat Sysmex	1 dzień
1229	Morfologia z rozmazem	Krew na EDTA	Krew pełna	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do ilości	3 godz. w temp. pokojowej	Aparat Sysmex	1 dzień

						krwi. Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się skrzepu lub spienienia krwi.			
1256	Małopłytkowość rzekoma; płytki pobrane na Thromboexact	Krew na Thromboexact	Krew pełna	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do ilości krwi. Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się skrzepu lub spienienia krwi.	3 godz. w temp. pokojowej	Impedancyjna	1 dzień
1228	Mielogram	rozmaz na szkiełku	Szpik	Do tygodnia	Temp. pok.	Preparaty wykonane poprawnie zgodnie z instrukcją SOP		Mikroskopowa, manualne barwienie metodą May-Grunwalda-Giemsy	Do 5 dni
1692	Mielogram guzy	rozmaz na szkiełku	Szpik	Do tygodnia	Temp. pok.	Preparaty wykonane poprawnie technicznie; zgodnie z instrukcją SOP		Mikroskopowa, manualne barwienie metodą May-Grunwalda-Giemsy	Do 10 dni
1693	Leukogram/erytrogram	Krew na EDTA	Krew pełna	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się	3 godz. w temp. pokojowej	Mikroskopowa, manualne barwienie metodą May-Grunwalda-Giemsy	Do 3 dni

						skrzepu lub spienienia krwi.			
1240	Hemogram (obraz krwi)	Krew na EDTA	Krew pełna	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się skrzepu lub spienienia krwi	3 godz. w temp. pokojowej	Mikroskopowa, manualne barwienie metodą May-Grunwalda-Giemsy	1 dzień
1234	Retikulocyty	Krew na EDTA	Krew pełna	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do ilości krwi. Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się skrzepu lub spienienia krwi.	3 godz. w temp. pokojowej	Impedancja z ogniskowaniem hydrodynamicznym	1 dzień
1204	Antytrombina III	Krew na cytrynian	Osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi. Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się	4 godz. w temp. pokojowej	Chromogenna	1 dzień

						skrzepu lub spienienia krwi			
1626	Białko S	Krew na cytrynian	Osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi. Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się skrzepu lub spienienia krwi.	4 godz. w temp. pok. 24 godz. w 2-8°C	Immunoturbidymetria	Do 3 dni
1627	Białko C	Krew na cytrynian	Osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi. Nie można wykonać oznaczenia w przypadku wytworzenia się skrzepu lub spienienia krwi.	4 godz. w temp. pok. 24 godz. w 2-8°C	Kinetyczna	Do 3 dni
1209	Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)	Krew na cytrynian	Osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi	4 godz. w temp. pok. 24 godz. temp. 2-8°C	Koagulometryczna	1 dzień
1210	Czas protrombinowy	Krew na cytrynian	osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy	4 godz. w temp. pok. 24 godz. temp 2-8°C	Metoda Quicka	1 dzień

						stosunek antykoagulantu do objętości krwi.			
1255	Czas trombinowy (TT)	Krew na cytrynian	osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi.	4 godz. w temp. pok.	Koagulometryczna	1 dzień
1231	D-dimery	Krew na cytrynian	Osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi.	4 godz. w temp. pok. 24 godz. w 2-8°C	Turbidymetryczna	1 dzień
1211	Fibrynogen	Krew na cytrynian	osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek ilość antykoagulantu do objętości krwi.	8 godz. w temp. pok.	Koagulometryczna	1 dzień
1213	Czynnik V	Krew na cytrynian	Osocze	Do 30 minut	Temp. pok.	Probówkę po zamknięciu łagodnie wymieszać. Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi.	4 godz. w temp. pok.	Koagulometryczna	Do 2 tyg.
1214	Czynnik VII						3 godz. w temp. pok.		Do 2 tyg.
1215	Czynnik VIII						3 godz. w temp. pok.		Do 2 tyg.
1624	Inhibitor czynnika VIII						3 godz. w temp. pok.		Do 2 tyg.
1216	Czynnik vW						8 godz. w temp. pok.	Turbidymetryczna	Do 2 tyg.
1217	Czynnik IX					UWAGA: Krew na oznaczenie inhibitora czynnika VIII i IX należy	3 godz. w temp. pok.	Koagulometryczna	Do 2 tyg.
1218	Czynnik X						3 godz. w temp. pok.		Do 2 tyg.

1219	Czynnik XI					pobrać przed podaniem czynnika!	3 godz. w temp. pok.		Do 2 tyg.
1625	Inhibitor czynnika IX						3 godz. w temp. pok.		Do 2 tyg.
1220	Czynnik XII						3 godz. w temp. pok.		Do 2 tyg.
1248	Czynnik XIII						3 godz. w temp. pok.	Chromogenna	Do 2 tyg.
1227	Lupus antykoagulant						6 godz. w temp. pok.	Koagulometryczna	Do 2 tyg.
1232	Kofaktor ristocetyny (Rcof)						6 godz. w temp. pok.	Turbidymetryczna	Do 2 tyg.
1189	Heparyna drobnocząsteczkowa						8 godz. w temp. pok.	Chromogenna	1 dzień

Leki – tel. 123339558, kontakt mgr Barbara Klich, mgr Małgorzata Adamiec, mgr Małgorzata Goch-Jarząbek

Materiał na oznaczenie poziomu leków należy pobrać przed podaniem kolejnej dawki leku.

Kod	Nazwa badania	Pobranie próbki	Oznaczenie w materiale	Czas/temp dostarczenia próbki do laboratorium		Specjalne wymagania	Warunki przechowywania materiału gdy brak możliwości dostarczenia w wymaganym czasie	Metodyka	Czas oczekiwania na wynik
7026	Adalimumab	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Krew wirować po upływie jednej godziny od pobrania 15 minut, 2000 obr/min	Do 10 dni, temp. 2-8°C	EIA	Do 3 dni
7001	Amikacyna	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7011	Depakina	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7003	Digoksyna	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7006	Etosuksimid	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7005	Fenytoina	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7023	Gabapentin	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7007	Gentamycyna	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7028	Infliximab	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Krew wirować po upływie jednej godziny od pobrania 15 minut, 2000 obr/min	10 dni w temp. 2-8°C	EIA	Do 3 dni
7008	Karbamazepina	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7015	Kepra	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7009	Kofeina	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
2027	Kwas mykofenolowy	Krew na EDTA	Osocze	Do godziny	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do ilości krwi	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni
7016	Lamotrigina	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. ≤-20°C	EMIT	Do 3 dni

7013	Luminal	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		Do 7 dni w temp. $\leq -20^{\circ}\text{C}$	EMIT	Do 3 dni
7014	Metotreksat	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Zabezpieczyć (chronić) przed światłem.	Do 7 dni w temp. $\leq -20^{\circ}\text{C}$	EMIT	1 dzień
7004	Mizodin	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. $\leq -20^{\circ}\text{C}$	EMIT	Do 3 dni
7024	Oxcarbazepine	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. $\leq -20^{\circ}\text{C}$	EMIT	Do 3 dni
7019	Teofilina	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. $\leq -20^{\circ}\text{C}$	EMIT	Do 3 dni
7017	Topamax	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. $\leq -20^{\circ}\text{C}$	EMIT	Do 3 dni
7021	Wankomycyna	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. $\leq -20^{\circ}\text{C}$	EMIT	Do 3 dni
7022	Zonisamide	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym.	Do 7 dni w temp. $\leq -20^{\circ}\text{C}$	EMIT	Do 3 dni

Alergotesty tel. 123339558 , kontakt: mgr Barbara Klich, mgr Milena Sękała

Kod	Nazwa badania	Pobranie próbki	Oznaczenie w materiale	Czas/temp dostarczenia próbki do laboratorium	Specjalne wymagania	Warunki przechowywania materiału gdy brak możliwości dostarczenia w wymaganym czasie	Metodyka	Czas oczekiwania na wynik
1176	Tryptaza	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1158	IgE całkowite	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1133	IgE swoiste (gluten) f79	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1150	IgE swoiste (jajo kurze) f245	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1132	IgE swoiste (białko jaja kurzego) f1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1149	IgE swoiste (żółtko jaja kurzego) f75	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1136	IgE swoiste (kukurydza) f8	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1146	IgE swoiste (ryż) f9	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1148	IgE swoiste (soja) f14	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1138	IgE swoiste (mleko krowie) f2	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1130	IgE swoiste (beta – lakto globulina) f77	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1131	IgE swoiste (alfa– lakto globulina) f76	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1192	IgE swoiste (kazeina) f78	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1196	IgE swoiste (lateks) k82	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1134	IgE swoiste (jad: osy, pszczoły, szerszenia) i1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.

1147	IgE swoiste (naskórek: psa, kota, konia)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1139	IgE swoiste (pierz e gęsi) e7o	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1135	IgE swoiste (panel chwastów) wx1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1140	IgE swoiste (pleśń) mx2	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1141	IgE swoiste (panel zbóż) fx20	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1142	IgE swoiste (panel drzew) tx5	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1195	IgE swoiste (brzoza) t3	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1144	IgE swoiste (panel traw) gx1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1137	IgE swoiste (kurz) hl	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1145	IgE swoiste (roztocza) nx2	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1180	IgE swoiste (sierść chomika) e84	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1166	IgE swoiste (sierść królika) e82	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1620	IgE swoiste (papuga) e215	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1198	IgE swoiste (kakao) f93	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1169	IgE swoiste (orzeszki) f13	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1199	IgE swoiste (truskawki) f44	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1601	IgE swoiste (pomidory) f25	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1152	IgE swoiste (wołowina) f27	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1155	IgE swoiste (kurczak) f83	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.

1157	IgE swoiste (wieprzowina) f26	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1602	IgE swoiste (królik) f213	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1603	IgE swoiste (indyk) f284	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1162	Phadiatop pokarmowy fx5	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1193	Dermatophagoides pteronyssinus d1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1194	Dermatophagoides farinae d2	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1640	f232 nGal d 2 Ovoalbumin	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1613	f233 nGal d1 Ovomunic	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1641	k208 nGal d 4 Lizozym	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1642	f447 rAra h 4	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1643	F352rAra h8 PR	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1644	f439 rCor a14	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1645	f425 rCor 8 a 8LTP	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1646	f428 rCor a1 PR-10	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1647	f441 r Jug r1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1648	f442 rJug r3	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1649	f431 nGly m 5	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1650	f432 nGly m 6	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1651	f353 rGly m 4 PR-10	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.

1652	f433 rTrei a 14	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1653	f419 rPru p 1 PR-10	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1654	f430 rAct d 9 PR-10	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1655	f417 rApi g 1.01 PR-10	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1656	f351 rPen a 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1657	e222 n Sus a Pig albumin	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1658	f355 rCyp c1 Carp	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1659	f434 r Mal d 1 PR-10 Apple	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1660	f435 r Mal d 3 LTP Apple	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1661	f449 rSes i1 Sesame seed	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1662	t215 rBet v 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1663	g205 rPhl p 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1664	g215 rPhl p 5 b	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1665	w231 nArt v 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1666	w233 bArt V 3	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1667	g216 nCyn d 1 trawa bermudzka	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1668	d202 nDer p 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1669	d203 nDer pn 2	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1670	d209 nDer p 23	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.

1671	d205 nDer p 10	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1672	e94 rFel d 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1673	e220 eFel d 2	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1674	e101 Rcan F 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1675	e102 rCan f 2	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1676	e226 rCan f5	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1677	k215 rHev b 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1678	k217 rHev b 3	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1679	k218 rHev b 5	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1680	k220 rHeb b 6.02	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1681	O215 nGal0alpha-1.3Gal	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1682	Orzech nerkowca f202	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1683	Pistacja f203	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1689	Osa i3	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1690	Szerszeń i75	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1691	Panel wziewny phad	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1617	i208 r Api m 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1618	i215 r Api m 3	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1619	i217 r Api m 10	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.

1616	i209 r Ves v 5	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1615	i211 r Ves v 1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1614	f426 (dorsz)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1605	f422 r Ara h1	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1606	f423 r Ara h2	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1607	f424 r Ara h3	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1608	f427 r Ara h9 LTP	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1610	f440 nCor a9	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1612	f416 rTri a19	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.
1611	f420 rPru p3	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	1 dzień, temp. pok. 7 dni w 2-8° C	Immunochemiczna	Do 2 tyg.

Pracownia Izotopowa, tel. 126574417, dr Agnieszka Małek, mgr Sylwia Marczuk, mgr Natalia Michalak

Kod	Nazwa badania	Pobranie próbki	Oznaczenie w materiale	Czas/temp. dostarczenia próbki do laboratorium		Specjalne wymagania	Warunki przechowywania materiału gdy brak możliwości dostarczenia w wymaganym czasie	Metodyka	Czas oczekiwania na wynik
1315	17-OH-progesteron (OHP)	Krew na skrzep	surowica	Do godziny	Temp. pok.		48 godz. w temp. 2-8°C 2 mies. ≤-20°C	immunochemiczna	Do 3 tygodni
1301	ACTH (Kortykotropina)	Krew na EDTA. Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek ilości antykoagulantu do objętości krwi	Osocze	Natychmiast po pobraniu	Probówka w wodzie z lodem (temp. ok 4°C)	Krew pobrać do schłodzonych probówek zawierających EDTA. Probówki z krwią umieścić w wodzie z lodem i natychmiast dostarczyć do pracowni. W sytuacji braku możliwości dostarczenia materiału krew odwirować i osocze natychmiast zamrozić. Transportować materiał w stanie zamrożonym.	2 miesiące w temp. -70°C	immunochemiczna	Do 3 tygodni
1302	Alfa-fetoproteina (AFP)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp. pok.; 48 godz. w 2-8°C 1mies ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 7 dni (po uzgodnieniu 1 dzień
1304	Aldosteron (ALD)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		24 godz. w 2-8°C 2 lata ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 3 tygodni

1313	Beta hCG (hCG +beta)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 7 dni (po uzgodnieniu 1 dzień
1307	Dehydroepiandrosteron (DHEA-S)	Krew na skrzep	surowica	Do godziny	Temp. pok.		4 godz. w temp pok. 6 dni w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 2 tygodni
1308	Estradiol (EST)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		24 godz. w 2-8°C 12 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 2 tygodni
1309	Ferrytyna (FER)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	1 dzień roboczy
1310	Folikulina (FSH)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 7 dni
1311	FT3 (Wolna trijodotyronina)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp. pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	1 dzień roboczy
1312	FT4 (Wolna tyroksyna)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp. pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	1 dzień roboczy
1314	Hormon wzrostu (HGH)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		24 godz. w 2-8°C 6 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 3 tygodni
1326	IGF-1 (Somatomedyna)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		48 godz. w 2-8°C 2 mies. w -20°C	Immunochemiczna	Do 3 tygodni
1333	IGF-BP3	Krew skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		48 godz. w 2-8°C 2 mies. ≤-20°C	immunochemiczna	Do 3 tygodni
1316	Insulina (INS)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 24 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 7 dni
1317	Kortyzol w moczu (KOM)	Dobowa zbiórka	Mocz	Do 10 godzin po	Temp. pok.	Zbiórka moczu bez konserwantów.	24 godz. w 2-8°C 12 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 3 tygodni

				zakończeniu zbiórki		Mocz dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość dobową a do laboratorium dostarczyć około 10 ml moczu			
1318	Kortyzol w surowicy (KOR)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 3 dni
1319	Luteotropina (LH)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 7 dni
1320	Parathormon (PTH)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 8 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 7 dni
1321	Peptyd C (PPC)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 24 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 3 tygodni
1322	Prolaktyna (PRL)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		8 godz. w temp pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 7 dni
1323	Przeciwciała p. insulinie (AIA)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		24 godz. w 2-8°C 3 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 2 miesięcy
1334	Przeciwciała p. peroksydazie tarczycowej (antyTPO)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		72 godz. w 2-8°C 2 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 2 tygodni
1324	Przeciwciała p. receptorom TSH (TRA)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		72 godz. w temp pok. 24 godz. w 2-8°C 2 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 2 miesięcy
1305	Przeciwciała p. tyreoglobulinie (anty-TG)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		72 godz. w temp pok.	Immunochemiczna	Do 3 tygodni

							24 godz. w 2-8°C 2 mies. ≤-20°C		
1325	Renina (PRA, ARO) Aktywność reninowa osocza	Krew na EDTA Krew musi być pobrana do „kreski” na próbówce aby zapewnić właściwy stosunek ilości antykoagulantu do objętości krwi	Osocze	Natychmiast po pobraniu	Probówka w wodzie z lodem (temp. ok 4°C)	Krew pobrać do schłodzonych próbówek zawierających EDTA. Probówki z krwią umieścić w wodzie z lodem i <u>natychmiast</u> dostarczyć do pracowni. W sytuacji braku możliwości dostarczenia materiału krew odwirować i osocze natychmiast zamrozić. Transportować materiał w stanie zamrożonym.	12 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 3 tygodni
1327	Testosteron	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		48 godz. w temp pok. 7 dni w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	Do 7 dni
1330	TSH (Tyreotropina)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		24 godz. w temp pok. 48 godz. w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	1 dzień roboczy
1357	Witamina D (25-OH)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.		24 godz. w temp pok. 7 dni w 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	Immunochemiczna	1 dzień roboczy

Pracownia chromatografii, tel. 12 6582011 wew. 1442 Kontakt: dr hab. Jolanta Bugajska, dr Joanna Berska, mgr Anna Litwin

Kod	Nazwa badania	Pobranie próbki	Oznaczenie w materiale	Czas/temp. dostarczenia próbki do laboratorium		Specjalne wymagania	Warunki przechowywania materiału gdy brak możliwości dostarczenia w wymaganym czasie	Metodyka	Czas oczekiwania na wynik
1519	Aminokwasy	Krew na heparynę litową na czczo. Próbkę krwi od dzieci karmionych często należy pobrać tuż przed kolejnym karmieniem. Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi	Osocze	Do 15 minut	Probówka w wodzie z lodem (temp. ok 4°C)	Do analizy potrzeba ok. 1 ml krwi. W przypadku braku możliwości natychmiastowego dostarczenia krwi, krew natychmiast zwirować i osocze zamrozić. <u>Osocze transportować w stanie zamrożonym</u> . Próbki zhemolizowane nie nadają się do oznaczenia aminokwasów. <u>Uwaga dla laboratorium:</u> po zwirowaniu należy ściągnąć osocze tylko z górnej warstwy; unikać ściągnięcia płytek i leukocytów z nad elementów morfotycznych.	1 mies. ≤-20°C	LC-MS/MS	Do 10 dni
1519	Aminokwasy	Zbiórka moczu	Mocz	Do 15 minut	Temp. pok.	Zbiórka min 12 godz., a w kierunku cystynurii 24 godz. bez konserwantów, mocz zbierany bez cewnika. W trakcie zbiórki mocz przechowywać w lodówce. Dokładnie wymieszać, do laboratorium dostarczyć 5 ml moczu. W przypadku braku możliwości natychmiastowego dostarczenia moczu, mocz zwirować i supernatant	1 mies. ≤-20°C	LC-MS/MS	Do 10 dni

						zamrozić. Transportować w stanie zamrożonym.			
	Aminokwasy	PMR	PMR	Do 15 minut	Probówka w wodzie z lodem (temp. ok 4°C)	Potrzeba minimum 200 µl płynu. Płyn nie powinien być zanieczyszczony krwią. W przypadku braku możliwości natychmiastowego dostarczenia płynu, płyn natychmiast zwirować i zamrozić. <u>PMR transportować w stanie zamrożonym.</u>	1 mies. ≤-20°C	LC-MS/MS	Do 10 dni
1504	Katecholaminy w moczu - Noradrenalina - Adrenalina - Dopamina	Dobowa zbiórka	Mocz	Do godziny	Temp. pok.	Dobowa zbiórka moczu. <u>Bezwzględnie konieczne</u> jest dodanie już do pierwszej porcji moczu kwasu HCl (6M) w proporcji 1 ml na 100 ml moczu. Mocz z dobowej zbiórki dokładnie wymieszać, zmierzyć objętość, do laboratorium dostarczyć 50 ml moczu. Uwaga: na skierowaniu <u>należy podać objętość dobową moczu.</u> Kwas dostępny jest w Dziale Usług Odpłatnych. Co najmniej 2 dni przed zbiórką i w trakcie zbiórki nie spożywać w nadmiernej ilości: bananów, owoców cytrusowych, produktów zawierających kofeinę (np. cola), kawy, herbaty, napojów gazowanych, warzyw, orzechów, produktów zawierających wanilię np. serków	48 godz. w temp. 2-8°C 1 mies. ≤-20°C	HPLC z detektorem elektrochemicznym	Do 10 dni
1509	Metoksypochodne amin katecholowych - NMN - MN - 3MT							HPLC z detektorem elektrochemicznym	Do 10 dni
1506	Końcowe metabolity amin biogennych - VMA - HVA - 5HIAA							HPLC z detektorem elektrochemicznym	Do 10 dni

						wanilinowych, pieczywa cukierniczego, ciast, czekolady. Nie spożywać też przypraw zawierających liście curry.			
1517	Johexol	Krew na EDTA	Osocze	Do godziny	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi	1 mies. ≤-20°C	HPLC z detektorem absorpcyjnym	Do 10 dni
1520	Meropenem (osocze)	Krew na EDTA	Osocze	Do 15 minut	Probówka w wodzie z lodem (temp. ok 4°C)	Próbkę należy pobrać w stanie stacjonarnym; dwa pobrania: jedna godzina przed wlewem i jedna godzina po wlewem. Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi	Do 7 dni, temp. -70°C	LC-MS/MS	Do 2 dni
1520	Meropenem	PMR	PMR	Do 15 minut	Probówka w wodzie z lodem (temp. ok 4°C)	Próbkę należy pobrać do probówki bez żadnych dodatków. Próbkę pobrać w stanie stacjonarnym (najwcześniej po podaniu 4 dawki), przed podaniem kolejnej dawki leku.	Do 7 dni, temp. -70°C	LC-MS/MS	Do 2 dni
1521	Linezolid (surowica)	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Próbkę należy pobrać w stanie stacjonarnym; dwa pobrania: jedna godzina przed wlewem i jedna godzina po wlewem.	Do 7 dni, temp. -70°C	LC-MS/MS	Do 2 dni
1521	Linezolid	PMR	PMR	Do godziny	Temp. pok.	Próbkę należy pobrać do probówki bez żadnych dodatków. Próbkę pobrać w stanie stacjonarnym (najwcześniej po podaniu 4	Do 7 dni, temp. -70°C	LC-MS/MS	Do 2 dni

						dawki), przed podaniem kolejnej dawki leku.			
1525	Posakonazol	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym. Próbkę pobrać w stanie stacjonarnym najwcześniej po 5 dniach od rozpoczęcia terapii. Jedno pobranie przed kolejną dawką leku.	4 dni temp. pok. Do 14 dni, temp. 2-8°C	LC-MS/MS	Do 2-3 dni
1524	Worykonazol	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym. Próbkę pobrać w stanie stacjonarnym najwcześniej po 10 dniach od rozpoczęcia terapii. Jedno pobranie przed kolejną dawką leku.	4 dni temp. pok. Do 14 dni, temp. 2-8°C	LC-MS/MS	Do 2-3 dni
1526	Itrakonazol	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym. Próbkę pobrać w stanie stacjonarnym najwcześniej po 5 dniach od rozpoczęcia terapii. Jedno pobranie przed kolejną dawką leku	4 dni temp. pok. Do 14 dni w temp. 2-8°C	LC-MS/MS	Do 2-3 dni
1527	Izawukonazol	Krew na skrzep	Surowica	Do godziny	Temp. pok.	Nie pobierać do probówek z żelem separującym. Próbkę pobrać w stanie stacjonarnym najwcześniej po 5 dniach od rozpoczęcia terapii. Jedno pobranie przed kolejną dawką leku	4 dni temp. pok. Do 14 dni w temp. 2-8°C	LC-MS/MS	Do 2-3 dni
1528	Cyklosporyna A	Krew na EDTA	Krew pełna	Do godziny	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi	8 godz. w temp. pok. Do 7 dni w temp. 2-8°C	LC-MS/MS	Do 2-3 dni
1529	Takrolimus	Krew na EDTA	Krew pełna	Do godziny	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek	8 godz. w temp. pok. Do 7 dni w temp. 2-8°C	LC-MS/MS	Do 2-3 dni

						antykoagulantu do objętości krwi			
1530	Sirolimus	Krew na EDTA	Krew pełna	Do godziny	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi	8 godz. w temp. pok. Do 7 dni w temp. 2-8°C	LC-MS/MS	Do 2-3 dni
1531	Ewerolimus	Krew na EDTA	Krew pełna	Do godziny	Temp. pok.	Krew musi być pobrana do „kreski” na probówce aby zapewnić właściwy stosunek antykoagulantu do objętości krwi	8 godz. w temp. pok. Do 7 dni w temp. 2-8°C	LC-MS/MS	Do 2-3 dni